



## LISTADO DE ANÁLISIS EN AGUAS Y OTROS

COD: LIS-H2O-01

REV: 00

FECHA DE VIGENCIA: 29/11/2021

Estimados:

Ponemos a su disposición este directorio de **análisis en agua y otros** con los analitos más frecuentes con sus respectivos tipos de muestras y conservación:

Práctica	Abreviación	Volumen	Conservación
ACEITES Y GRASA (MINERALES)	A-ACE	500 mL	Refrigerar
ALCALINIDAD	A-ALC	500 mL	Refrigerar
ALUMINIO	A-ALU	500 mL	Refrigerar
AMONIO EN AGUA	A-AMON	500 mL	Refrigerar
ARSENICO EN AGUA	A-ARS	500 mL	Refrigerar
AZUFRE EN AGUA	A-AZU	500 mL	Refrigerar
BACTERIOLOGICO DE AGUAS	A-BAC	150 mL	Refrigerar
BENCENO EN AGUA	A-BEN	500 mL	Refrigerar
BETX (Benceno etilbenc Tolueno Xilenos)	A-BETX	500 mL	Refrigerar
BICARBONATOS	A-BIC	500 mL	Refrigerar
BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	A-BMT	50 mL Estéril	Refrigerar
CADMIO EN AGUA	A-CAD	500 mL	Refrigerar
CARBONATOS	A-CAR	500 mL	Refrigerar
CALCIO EN AGUA	A-CAS	500 mL	Refrigerar
CIANUROS EN AGUA	A-CIAN	Consultar	
CLORO ACTIVO	A-CLA	100 mL	Refrigerar
CLORO LIBRE	A-CLL	500 mL	Refrigerar
CLORUROS	A-CLO	500 mL	Refrigerar
CLORUROS EN ARENA	A-CLOA	500 mL	Refrigerar
CLORO RESIDUAL EN AGUA	A-CLR	500 mL	Refrigerar
COBRE EN AGUA	A-COB	500 mL	Refrigerar
COLOR	A-COL	500 mL	Refrigerar
COLIFORMES FECALES	A-COLF	50 mL Estéril	Refrigerar
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	A-COLT	50 mL Estéril	Refrigerar
CONDUCTIVIDAD	A-COND	500 mL	Refrigerar
COLIFORMES TOTALES	A-COT	50 mL Estéril	Refrigerar
CROMO EN AGUA	A-CRO	500 mL	Refrigerar
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO	A-DBO	1L s/cámara de aire	Refrigerar
DEMANDA DE CLORO	A-DCL	500 mL	Refrigerar
DENSIDAD EN AGUA	A-DEN	1 Lt	Refrigerar
DETERGENTES (SAAM)	A-DET	500 mL	Refrigerar
DETERGENTE FISICOQUIMICO	A-DF	500 mL	Refrigerar
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	A-DQO	500 mL	Refrigerar
DUREZA	A-DUR	500 mL	Refrigerar
E.COLI	A-ECO	50 mL Estéril	Refrigerar



ENTEROCOCOS EN AGUA	A-ENT	50 mL Estéril	Refrigerar
ETILBENCENO	A-ETI	500 mL	Refrigerar
FENOL EN AGUA	A-FEN	500 mL	Refrigerar
HIERRO	A-FER	500 mL	Refrigerar
FLUORUROS EN AGUA	A-FLU	500 mL	Refrigerar
FOSFORO	A-FOS	500 mL	Refrigerar
FISICO QUIMICO DE AGUAS DE CONSUMO	A-FQ	1 L	Refrigerar
HIDROCARBUROS DRO	A-HDRO	1 L	Refrigerar
HIDROCARBUROS TOTALES	A-HID	500 mL	Refrigerar
MAGNESIO EN AGUA	A-MAG	500 mL	Refrigerar
MANGANESO EN AGUA	A-MANG	500 mL	Refrigerar
MATERIA ORGANICA	A-MATOR	Consultar	
MERCURIO EN AGUA	A-MERC	Consultar	
MUESTREADOR AMBIENTAL	A-MUE	Envase	Ambiente
NITRATOS	A-NAT	500 mL	Refrigerar
NITRITOS	A-NIT	500 mL	Refrigerar
NITROGENO EN AGUA	A-NITG	500 mL	Refrigerar
NITROGENO KJELDAHL	A-NITR	500 mL	Refrigerar
OLOR	A-OLO	500 mL	Refrigerar
OXIDABILIDAD EN AGUA	A-OXD	500 mL	Refrigerar
OXIGENO DISUELTO	A-OXI	500 mL	Refrigerar
PH	A-PH	500 mL	Refrigerar
PLATA EN AGUA	A-PLA	500 mL	Refrigerar
PLOMO EN AGUA	A-PLO	Consultar	
POTASIO EN AGUA	A-POT	500 mL	Refrigerar
PSEUDOMONA	A-PSE	50 mL Estéril	Refrigerar
RESIDUO POR EVAPORACION A 105°C	A-RES	500 mL	Refrigerar
SALMONELLA EN AGUA	A-SAL	50 mL Estéril	Refrigerar
SULFATOS	A-SATO	500 mL	Refrigerar
SULFATOS EN ARENA	A-SATOA	500gr	
SILICE EN AGUA	A-SIL	500 mL	Refrigerar
SODIO EN AGUA	A-SOD	500 mL	Refrigerar
SOLIDOS DISUELTOS	A-SOL	500 mL	Refrigerar
SOLIDOS SEDIMENTABLES 10'	A-SS10	1 L	Refrigerar
SOLIDOS SEDIMENTABLES EN 2 HS	A-SS2H	1 L	Refrigerar
SUSTANCIAS SOLUBLES EN ETHER ETILICO	A-SSEE	500 mL	Refrigerar
SOLIDOS SOLUBLES	A-SSO	500 MI	Refrigerar
SOLIDOS TOTALES	A-SST	500 mL	Refrigerar
SOLIDOS SUSP TOTALES	A-SSUS	500 mL	Refrigerar
SOLIDOS SUSP VOLATILES	A-SSV	500 mL	Refrigerar
SULFUROS	A-SULF	500 mL	Refrigerar
TEMPERATURA EN AGUA	A-TEM	500 mL	Refrigerar
TOLUENO EN AGUA	A-TOL	500 mL	Refrigerar



TURBIEDAD	A-TUR	500 mL	Refrigerar
XILENO EN AGUA	A-XIL	500 mL	Refrigerar
ZINC ICP EN AGUA	A-ZIN	500 mL	Refrigerar

Por prácticas menos frecuentes que no figuran en el listado, no dude en comunicarse con el laboratorio.

Estamos a su disposición.